

A-14.1-2

餐具清洗後脂肪與澱粉殘留簡易檢驗

一、脂肪殘留簡易檢驗

(一) 適用範圍：清洗過之餐具或食物容器等。

(二) 使用說明：

1. 在清洗過之餐具或食物容器上面滴一滴脂肪檢驗試劑(蘇丹)。
2. 慢慢迴轉使其擴其全面。
3. 用水輕輕沖洗。
4. 觀察顏色變化，若有殘留油脂會呈現紅色斑點。



1. 將試液滴在供檢驗之餐具或容器上
2. 慢慢迴轉使其擴及全面
3. 用水輕輕沖洗
4. 如有殘留油脂會呈現紅色的斑點

(三) 注意事項：

1. 請放置於幼兒無法取得處，如誤觸請以清水沖洗。
2. 本試劑為化學藥品，請小心使用，不得食用及做為其他用途。
3. 點滴過試劑的餐具或食物容器，請勿再食用。

二、澱粉殘留簡易檢驗

(一) 適用範圍：清洗過之餐具或食物容器等。

(二) 使用說明：

1. 在清洗過之餐具或食物容器上面滴一滴澱粉檢驗試劑(碘液)。
2. 慢慢迴轉使其擴其全面。
3. 觀察顏色變化，若有澱粉殘留會呈現藍紫斑點。



1.取澱粉試液

2.滴在供檢驗的餐
具或容器上

3.慢慢迴轉，使碘
試液及全面

4.有殘留澱粉會變
成藍紫色

(三) 注意事項：

1. 請放置於幼兒無法取得處，如誤觸請以清水沖洗。
2. 本試劑為化學藥品，請小心使用，不得食用及做為其他用途。
3. 點滴過試劑的餐具或食物容器，請勿再食用。