

仁愛院區檢驗科公告

自 114 年 05 月 05 日起進行

Measles IgG (麻疹病毒 IgG 抗體)

(醫令碼:14070-02)分析儀器之異動

	目前使用中	擬於 05/05 更換
廠牌	DiaSorin	DiaSorin
儀器機型	Liaison 全自動免疫分析儀	LIAISON XL 全自動免疫分析儀
檢驗原理	化學冷光分析儀	化學冷光分析儀
反應模組 儲存容量	120 個反應皿	>600 個反應皿

新分析儀器優點：

1. 機器運行期間可連續加載試劑
2. 起始試劑的注射在受控溫度 (33-37°C) 下進行檢測，檢測期間其試劑品質更穩定
3. 透過 RF-ID 技術改進了試劑積分、輔助試劑、起始試劑的數據交換：允許更高的數據交換和更高的試劑可追溯性

報告格式、參考值範圍、品管及校正流程皆無異動或修改。

文件管制
仁愛院區檢驗科



114.04.30