

Pig-tail(豬尾巴)引流管

一、何謂 Pig-tail(豬尾巴)引流管：

經胸腔超音波檢查時，發現其肋膜腔異常積液大於 300 CC 時，會選擇置入胸腔 Pig-tail(豬尾巴)引流管，以輔助引流肋膜積水

二、目的：

- (一)為使肺部擴張，通常需藉由放置 Pig-tail(豬尾巴) 引流管排空肋膜腔內的液體，使肺臟再擴張恢復肋膜腔的負壓。胸水引流可緩解肋膜積水引起之呼吸急促、胸悶及胸痛
- (二)避免反覆抽胸水造成病人不適

三、注意事項：

- (一)引流管傷口應保持乾燥及清潔
- (二)避免管路被拉扯及扭曲，可使用夾子或別針固定引流管，維持管路通暢
- (三)引流袋需低於腰部以下以避免液體回流，勿垂放置地面上
- (四)引流液超過 1/2 袋時應將引流液倒掉，並觀察引流量、顏色及性狀
- (五)有下列情況請告知醫護人員：
 - 1. 引流管傷口有滲液
 - 2. 引流管傷口處有紅、腫、熱、痛之情形
 - 3. 引流管有移位或滑脫之情形

四、參考資料

- 于博芮等 (2020) . 成人內外科護理學(上冊) (八版) , 台北: 華杏。
- 李怡穎、徐博奎 (2021) . 電子胸瓶之使用安全性及引流管拔除後相關併發症探討 . 臨床醫學月刊, 87(6), 350-353。
- 李滿梅 (2018) . 換藥法 . 於林貴滿等編著 . 內外科護理技術 (九版) . 台北: 華杏。
- 陳尹甄、郭素真、夏惠珍、陳淑芬 (2018) . 提升 NPGY 學員 Pig-tail 引流管照護完整性 . 榮總護理, 35(2), 185-194。